

Extran 10% para Lavagem de Vidrarias

Materiais Necessários:

- Extran concentrado
- Galão de 20 L ou recipiente equivalente
- Proveta de 1 L
- Água deionizada
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Calcule o volume necessário de Extran concentrado para preparar a solução desejada (Ex: 2 L para 20 L a 10%).
- Em um galão limpo, adicione parte da água deionizada.
- Adicione cuidadosamente o Extran concentrado.
- Complete o volume com água deionizada até atingir 20 L.
- Misture bem.
- Identifique o recipiente com nome da solução, concentração, data e preparador.