

# Solução de KCl para calibração de condutividade

## Como preparar

1. **Pese KCl (PA)** conforme o volume desejado (tabela abaixo).
2. Dissolva em um pouco de água deionizada ( $\geq 18 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ ) em béquer limpo.
3. Transfira para balão volumétrico e **complete o volume**.
4. Homogeneíze. **Meça a 25 °C** (use compensação automática de temperatura, se houver).
5. Identifique: “KCl  $\approx 1370 \mu\text{S}/\text{cm}$  (25 °C)”.

Para calibração mais rigorosa, seque o KCl a 105–110 °C por ~2 h e deixe esfriar em dessecador antes de pesar.

## Massas necessárias

- **100 mL:** 0,1491 g
- **250 mL:** 0,3728 g
- **500 mL:** 0,7455 g
- **1 L:** 1,491 g
- **2 L:** 2,982 g

Isso produzirá  $\sim 1370 \mu\text{S}/\text{cm}$  a 25 °C. Se sua leitura desviar um pouco, costuma ser por temperatura (varia  $\sim 1,9\text{--}2,0 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$ ) ou pela pureza/água.