

Ácido Nítrico 10% (v/v) para Lavagem de Vidrarias

Materiais Necessários:

- Ácido nítrico concentrado (HNO_3 , 65%) – Marca VETEC
- Água Milli-Q
- Balão volumétrico ou proveta de 1 L
- Bastão de vidro ou agitador magnético
- Béquer de 250 mL
- EPI: jaleco, luvas de nitrila, óculos de proteção, máscara

Procedimento:

- Vista os EPIs adequados e realize todo o preparo na capela.
- Meça 100 mL de HNO_3 concentrado com uma proveta.
- Em um balão volumétrico ou béquer com cerca de 800 mL de água Milli-Q, adicione lentamente o ácido, mexendo com bastão de vidro. Sempre adicione o ácido sobre a água, e nunca o contrário.
- Complete o volume até 1 L com água Milli-Q.
- Armazene a solução em recipiente plástico resistente, devidamente rotulado com concentração, data e responsável.