

Ácido Nítrico 0,5N (HNO₃ 0,5N)

Materiais Necessários:

- HNO₃ concentrado
- Balão volumétrico de 1000 mL
- Proveta
- Água Milli-Q
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Em capela, meça 32,5 mL de HNO₃ concentrado com proveta.
- Adicione cerca de 500 mL de água Milli-Q no balão volumétrico.
- Adicione lentamente o HNO₃ à água.
- Misture cuidadosamente.
- Complete o volume até 1000 mL com água Milli-Q.
- Identifique o frasco.