

Cloreto estanhoso

Materiais Necessários:

- 50 g de SnCl_2
- 35 mL de HCl (baixo teor de Hg)
- Béquero
- Balão volumétrico de 500 mL
- Agitador magnético ou bastão de vidro
- Piceta com água Milli-Q
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Em capela, pese 50 g de SnCl_2 em béquer limpo.
- Adicione 35 mL de HCl e agite por 5 minutos.
- Transfira a solução para balão de 500 mL.
- Lave o béquer com água Milli-Q (3x) e transfira os enxágues para o balão.
- Complete o volume com água Milli-Q.
- Rotule corretamente.