

Ácido Bórico 4%

Materiais Necessários:

- Ácido bórico (H_3BO_3) em pó
- Balança analítica
- Béquer de 1 L
- Bastão de vidro ou agitador magnético
- Água Milli-Q
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Pese 40 g de ácido bórico.
- Transfira para um béquer com aproximadamente 800 mL de água Milli-Q.
- Aqueça levemente (se necessário) e agite até dissolver completamente.
- Complete o volume para 1 L com água Milli-Q.
- Armazene em frasco de vidro ou polietileno limpo, rotulado corretamente.