

Segurança no Manuseio de Reagentes

- Sempre preparar soluções ácidas na capela, especialmente as que envolvem ácidos concentrados, como HCl e HNO₃, para evitar a exposição a vapores tóxicos.
- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como jaleco, luvas de borracha, óculos de proteção e máscara, especialmente ao manusear ácidos concentrados e reagentes tóxicos.

Precisão nas Medidas

- Usar balanças analíticas para pesagens precisas e vidrarias apropriadas, como pipetas e provetas, para garantir a exatidão nas diluições.
- Evitar o uso de balões volumétricos para preparar misturas altamente reativas, como água régia; preferir o uso de provetas ou béqueres.

Limpeza e Armazenamento de Soluções

- Limpar adequadamente toda a vidraria antes e após o uso com água Milli-q e, quando necessário, com Extran para evitar contaminação cruzada.
- Armazenar soluções em frascos de vidro ou plástico apropriados, com rotulagem clara indicando o conteúdo, a concentração, a data de preparação e a validade.

Descarte de Resíduos Químicos

- Respeitar os protocolos de descarte de resíduos químicos, encaminhando soluções ácidas e outras substâncias potencialmente tóxicas para o sistema de tratamento de resíduos do laboratório.
- Registro e Controle de Qualidade
- Registrar todas as preparações, anotando a quantidade de reagentes usados, o volume final, a data e o nome do responsável pela preparação.
- Realizar testes periódicos de qualidade para verificar a concentração e a eficácia das soluções, principalmente quando preparadas em grandes quantidades ou armazenadas por períodos prolongados.