

Balanças analíticas

Recomendações gerais:

- Ligar a balança e aguardar entre 30 minutos a 1 hora para estabilização térmica.
- Verificar o nivelamento da balança utilizando o nível de bolha e ajustando os pés niveladores conforme necessário.
- Fechar as portas do compartimento de pesagem, para evitar correntes de ar, poeira e oscilações de massa.
- Realizar a calibração da balança, preferencialmente com pesos-padrão certificados, se não houver calibração automática programada.
- Pressionar o botão TARA para zerar o valor antes de iniciar a pesagem.
- Verificar o ícone de estabilidade no visor da balança antes de qualquer operação.

Protocolo:

- Abrir as portas da câmara de pesagem com cuidado.
- Colocar o recipiente limpo e seco (papel de pesagem, cápsula, béquer, frasco, etc.) no centro do prato de pesagem.
- Fechar as portas e aguardar a estabilização da balança.
- Pressionar TARA novamente se desejar pesar apenas o conteúdo.
- Adicionar a amostra cuidadosamente, usando espátula limpa, evitando respingos ou dispersão do material.
- Fechar as portas e aguardar novamente a estabilização.
- Registrar o valor da massa exibido no visor digital.
- Remover o recipiente com a amostra com cuidado.
- Usar papel toalha limpo ou pincel macio para remover resíduos leves (sem aplicar produtos diretamente).
- Limpar respingos imediatamente com pano levemente umedecido com água Milli-Q ou etanol 70%, evitando o contato com partes eletrônicas.