

Ácido Clorídrico 0,5N (HCl 0,5N)

Materiais Necessários:

- HCl concentrado
- Balão volumétrico de 1000 mL
- Proveta
- Água Milli-Q
- Etiqueta de identificação

Procedimento:

- Em capela, meça 42,5 mL de HCl concentrado com proveta.
- Em um balão volumétrico de 1 L, adicione cerca de 500 mL de água Milli-Q.
- Adicione lentamente o HCl concentrado à água (nunca o contrário).
- Misture cuidadosamente.
- Complete o volume com água Milli-Q até a marca de 1 L.
- Identifique corretamente o frasco.